



# MANUAL *Erection System*®

Vakuüm-Erektionshilfe bei erektiler Dysfunktion (Impotenz)

## Anwendung:

Das **MANUAL *Erection System***® ist ein medizinisches Hilfsmittel, um eine Erektion zu erlangen. Die manuell betriebene Vakuumpumpe bewirkt einen Unterdruck im Zylinder um den Penis. Hierdurch füllen sich die Schwellkörper mit Blut und führen zu einer Versteifung des Gliedes. Nun wird einer der Stauringe über den Penis gestreift. Er verhindert beim Abnehmen des Zylinders den Rückfluss des Blutes und hält dadurch die Erektion aufrecht. Mit der so gehaltenen Erektion ist ein normaler und befriedigender Geschlechtsverkehr möglich.

Das **MANUAL *Erection System***® lässt sich leicht mit warmem Wasser und milder Seife reinigen. Alle Teile, auch die Stauringe in vier verschiedenen Größen, können auch nach Jahren noch nachbestellt werden. Alle Teile können in der mitgelieferten Tasche aufbewahrt werden.

Das **MANUAL *Erection System***® ist ein von den Krankenkassen anerkanntes Hilfsmittel und kann vom Arzt verordnet werden.

Häufige Ursachen von Erektionsstörungen sind:

- Diabetes (erhöhter Blutzucker)
- Bluthochdruck
- Gefäßerkrankungen (Arteriosklerose)
- erhöhte Blutfettwerte
- Depressionen (oder andere seelische Erkrankungen)
- neurologische Krankheiten (Multiple Sklerose, Querschnittslähmung)
- Operation der Prostata
- Gefäßerkrankungen der Schwellkörper des Penis
- Nieren- und Leberinsuffizienz
- Herzinfarkt und Schlaganfall
- Medikamente (z. B. gegen Bluthochdruck und Herzrhythmusstörungen, Blutfettsenker, Entzündungshemmer, Antidepressiva und zur Entwässerung)
- Rauchen und Alkoholmissbrauch

Das **MANUAL *Erection System***® besteht aus:

- Manueller Vakuumpumpenkopf
- transparenter Zylinder
- Stauringführungshülse 1 und 2
- Konus
- 4 verschiedenen Stauringen (10; 12,5; 15 und 20 mm Innendurchmesser)
- Animé Gleitmittel 50 ml Flasche
- Gebrauchsanweisung
- Tasche zur Aufbewahrung
- Animationsfilm auf DVD

PZN 4605935

Hilfsmittel-Pos. Nr. 99.27.02.0022

EAN: 4013273001175

Art. Nr.: MES 01

Made in Germany

CE Medizinprodukt



KESSEL medintim GmbH  
Nordendstr. 82-84  
64546 Mörfelden-Walldorf, Germany

Tel.: 06105 20 37 20  
Fax: 06105 20 37 221  
Email: service@medintim.de



www.medintim.de