

# LIPOLACID

## SYNCHROLINE

Science, systèmes et technologies pour la peau

Le vieillissement cutané est un processus lié à des facteurs génétiques (chronovieillissement) et à des facteurs externes (photo-vieillissement). Ce dernier est ainsi défini considérant l'action des radiations solaires ultraviolettes sur la peau.

Les radicaux libres (appelés aussi espèces réactives de l'oxygène - ROS) sont des composés instables qui agissent avec les structures cellulaires et avec d'autres composants de la peau dont le collagène, l'élastine et l'acide hyaluronique, provoquant des dégradations structurelles. La conséquence de ces altérations est la formation de rides, la perte de tonicité, d'élasticité et d'uniformité du teint cutané et la formation d'altérations dans la pigmentation.

Pour s'opposer aux dommages induits par les radiations ultraviolettes, il est donc utile de contrôler la formation et l'action des radicaux libres.

**ACIDE LIPOIQUE et VITAMINE C:** la synergie spécifique pour lutter contre les signes du chrono et photo vieillissement.

Le système LIPOLACID se base sur des formulations spécifiques capables d'agir en synergie pour améliorer les conditions esthétiques de la peau optimisant la luminosité, la tonicité et l'élasticité. Il rend le teint cutané plus uniforme s'opposant à la formation des taches brunes de la peau et des rides et rendant moins visibles celles déjà présentes.

Les produits LIPOLACID comprennent:

### LIPOLACID remover - Clean and Care System

Représente un concept innovateur du nettoyage: exerce une action positive contre les radicaux 'bres et retire simultanément les impuretés grâce à une action nettoyante profonde et délicate.

LIPOLACID remover est une eau active nettoyante qui, grâce aux vertus de l'eau distillée d'Heichrysum et aux propriétés de la Vitamine C, exerce une action anti-oxydante spécifique qui rééquilibre le teint cutané.

A utiliser pour nettoyer le visage et se démaquiller (contour des yeux compris). Mode d'utilisation: appliquer une quantité appropriée pour nettoyer et démaquiller le visage et le cou et retirer les excès avec un coton ou, si nécessaire, rincer à l'eau.

### LIPOLACID intensive - Free Radical Scavenger Synchronized System

Crème anti-rides utile et efficace pour prévenir et lutter contre les signes du photo-vieillissement cutané induit par des facteurs externes (photo-vieillissement). Grâce à l'action synchronisée de l'acide lipoïque avec la Vitamine C il est possible de moduler le dommage induit par les radicaux libres. L'action synchronisée de l'acide lipoïque et de l'acide Octadecenoïdic permet simultanément de contrôler la formation de taches brunes de la peau favorisant un teint uniforme et plus lumineux.

La crème LIPOLACID intensive est caractérisée par un effet hydratant bénéfique et contient un filtre UVRA, constitué d'un pigment organique pratiquement non absorbé, capable de diminuer la charge énergétique des radiations ultraviolettes.

Mode d'utilisation: appliquer deux fois par jour, matin et soir sur une peau soigneusement nettoyée. Excellente base de maquillage.

### LIPOLACID Combi

Complément alimentaire à base d'acide lipoïque, Vitamine C, Vitamine E, acides gras polyinsaturés et Cystéine. Il est indiqué pour lutter contre les dommages induits par les radicaux libres à travers la supplémentation équilibrée de micronutriments à activité oxydante.

Dose journalière et mode d'utilisation: prendre 1 comprimé par jour, de préférence le matin après avoir mangé.

**Avertissement.** Ne pas dépasser la dose conseillée. Pendant la grossesse ou l'allaitement, demander conseil à votre médecin ou votre pharmacien.

Les compléments alimentaires ne doivent pas être utilisés comme substituts d'un régime varié et ne sont pas des médicaments. Conserver dans un lieu frais et sec et à l'abri de la lumière.

INFORMATION NUTRITIONNELLE	x 1 comprimé de 0,63 g	x 100 g	% RDA
Valeur énergétique	0,658 kcal 2,747 kJ	104,44 kcal 436,03 kJ	
Proteïne (N x 6,25)	0,038 g	0,93 g	
Carbohydrates	0,035 g	5,56 g	
Graisse	0,040 g	6,28 g	
Saturés	0,025 g	3,97 g	
Monosaturés	0,006 g	0,95 g	
Polyinsaturés	0,010 g	1,59 g	
Acide lipoïque	50 mg	7936,51 mg	
Cystéine HCl monohydraté	50 mg	7936,51 mg	
Vitamine C	50 mg	7936,51 mg	83%
Vitamine E	20 mg	3174,60 mg	200%
Vitamine B1	0,7 mg	111,11 mg	50%

Le service client est à votre disposition pour répondre à vos questions: visiter le site ou envoyer directement une e-mail à l'adresse suivante:

### ASPECTS ECOLOGIQUES

Le tube est constitué de polyéthylène, matériau entièrement recyclable et réutilisable pour la production d'objets variés d'usage courant.

Instructions pour la collecte différenciée:

- Flacon de la crème: conteneur pour matériaux en verre.
- Flacon Remover + bouchon: conteneur pour matériaux plastiques.
- Boîte + notice illustrative: conteneur pour matériaux papier/carton.

La collecte différenciée est source d'économies d'énergie et contribue à préserver l'environnement.

# LIPOLACID

## SYNCHROLINE

Wissenschaft, System und Technologie für die Haut

Der Prozess der Hautalterung ist sowohl von genetischen, als auch von umweltbedingten Faktoren (Lichthindrance/Hautalterung) abhängig. Letztere resultiert hauptsächlich aus der schädigenden Wirkung der Sonnenstrahlen, wobei der ultraviolette Anteil das entscheidende Roll spielt.

Freie Radikale [darunter die besonders reaktiven Sauerstoffradikale - ROS] sind instabile, aggressive Moleküle, die mit verschiedenen Komponenten der Haut zu deren Schaden reagieren. Dazu machen sie keinen großen Unterschied zwischen Zellen, Kollagen, Elastin oder Hyaluronsäure - diese Strukturen werden zerstört oder verändert. In der Folge bilden sich Falten, die Haut verliert Spannkraft und Elastizität, Farbveränderungen und Pigmentflecken können entstehen.

Um diesen Schaden durch Sonnenlicht zu verhindern, ist es folglich sinnvoll, die Bildung und den Effekt der freien Radikale zu kontrollieren.

### LIPONSAURE und VITAMIN C: die spezifische Synergie zur Bekämpfung der Zeichen der lichthindrierten Hautalterung.

Das LIPOLACID System basiert auf spezifischen Formulierungen, die zeitgleich positiven Einfluss auf das ästhetische Hautbild nehmen - Teint, Spannkraft und Elastizität werden verbessert. Die Färbung der Haut wird gleichmäßig, die Bildung von Pigmentflecken wird entgegen gewirkt, die Faltenbildung wird verzögert und bestehende Falten werden sichtbar gemildert.

Die LIPOLACID Linie umfasst folgende Präparate:

### LIPOLACID remover - Clean and Care System

Er steht für ein innovatives Reinigungskonzept: eine ausgeprägte antiradikalische Aktivität verbindet sich mit einer sanften und gründlichen Reinigung. Er entfernt jede Art von Make-up, Aktives, reinigendes Wasser auf Basis von Helichrysumextrakt und Vitamin C entfalten einen ausgeprägten antioxidativen Effekt und bringt die Spannkraft der Haut ins Gleichgewicht.

Ein vielseitiges Präparat, sowohl für die normale Gesichtsreinigung, als auch zur Entfernung jedwedes Make-up's (inklusive wasserfestem Augen-Make-up).

Art der Anwendung: für die Reinigung von Gesicht und Hals und einen hautstrukturformenden Effekt verwenden Sie die Menge, die einer halben Haselnuss entspricht. Entfernen Sie Überschüsse des Gels mit einem Wattebausch oder waschen Sie es mit Wasser ab. Für die Körperreinigung wird es wie eine Flüssigkeit angewendet.

### LIPOLACID intensive - Free Radical Scavenger Synchronized System

Antifaltencreme zum wundervollen, vorbeugenden und bekämpfenden Einsatz gegen die Zeichen der lichthindrierten Hautalterung. Dank der synchronen Aktivität von Liponsäure und Vitamin C kann das durch freie Radikale hervorgerufene - Schaden moduliert werden. Gleichzeitig bekämpfen Liponsäure und ein Abkömmling der Dioisinen Säure die Bildung von Pigmentflecken und fördern einen gleichmäßigen, strahlenden Teint.

Die LIPOLACID intensive ist charakterisiert durch einen feuchtigkeitsspendenden Eigenschaften und enthält außerdem eine UVA Filter auf Basis eines organischen Pigmentes. Dieser wird praktisch nicht absorbiert und schützt die Haut vor schädlicher Sonnenstrahlung.

Art der Anwendung: zweimal täglich - morgens und abends - nach sorgfältiger Gesichtsreinigung mit Lipolac Remover auftragen und bis zur vollständigen Aufnahme sanft einmassieren. LIPOLACID intensive ist eine hervorragende Unterlage für jedes Make-up.

### LIPOLACID Combi

Nahrungsergänzungsmittel auf Basis von Liponsäure, Vitamin C, Vitamin E, mehrfach ungesättigten Fettsäuren und Cystein. Es bekämpft freie Radikale durch eine bilanzierte Zufuhr antioxidativer Substanzen.

Dosierung und Art der Anwendung: morgens eine Tablette nach dem Frühstück einnehmen.

Hinweise: Überprüfen Sie nicht die Dosierungsempfehlung. Zur Einnahme während der Schwangerschaft oder Stillzeit fragen Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker. Nahrungsergänzungsmittel können eine weiselige Ernährung nicht ersetzen - sie sind keine Medikamente. Legen Sie das Präparat kühl und lichtgeschützt.

**ANBEVELINGEN.** Overskrid de aanbevolen dosis niet. Bij zwangerschap en borstvoeding gelieve uw arts of apotheker om advies te vragen.

Voedingssupplementen zijn geen vervanging voor een gevarieerd dieet en zijn geen geneesmiddelen. Bewaar ze, bescherm tegen licht, op een koele en droge plaats.

### VOEDINGSINFORMATIE

	x 1 tablette van 0,63 g	x 100 g	% RDA
Voedingswaarde	0,656 kcal 2,747 kJ	104,44 kcal 436,03 kJ	
Protein (N x 6,25)	0,038 g	0,93 g	
Carbohydrates	0,035 g	5,56 g	
Graisse	0,040 g	6,28 g	
Saturés	0,025 g	3,97 g	
Monosaturés	0,006 g	0,95 g	
Polyinsaturés	0,010 g	1,59 g	
Acide lipoïque	50 mg	7936,51 mg	
Cysteine HCl monohydrat	50 mg	7936,51 mg	
Vitamine C	50 mg	7936,51 mg	83%
Vitamine E	20 mg	3174,60 mg	200%
Vitamine B1	0,7 mg	111,11 mg	50%

Der Kundenservice steht Ihnen für Fragen oder Anregungen zur Verfügung; besuchen Sie dazu die Internetseite oder schicken Sie Ihre Nachricht direkt an die folgende E-Mail Adresse:

### ÖKOLOGISCHE BESONDERHEITEN

Die Verpackungen bestehen aus komplett wiederverwertbaren Materialien. Hinweise zur getrennten Entsorgung:

- Cremebehälter: Glaskontainer

- Flasche Remover, Verschluss und Dosierhilfe: Kunststofftonne

- Karton und Beipackzettel: Papierrolle

Getrennte Entsorgung schont natürliche Ressourcen und vermeidet Verschwendungen von Wertsstoffen.

# LIPOLACID

## SYNCHROLINE

Science, systems and technology of skin

De veroudering van de huid is een proces waarbij genetische factoren (natuurlijke veroudering) en milieufactoren (veroudering door zonlicht) een rol spelen. Dit laatste type veroudering wordt zo genoemd gezien de schadelijke werking die het zonlicht, en dan met name op UV-stralen, op de huid uitoefent.

Freie Radikale [darunter die besonders reaktiven Sauerstoffradikale - ROS] sind instabile, aggressive Moleküle, die met verschillende componenten van de huid reageren. Dazu maken ze keinen grote verschillen tussen Zellen, Collagen, Elastin of Hyaluronsäure - deze Structuren worden verstoord of veranderd. In de volgde daarvan optreden. Als gevolg hiervan ontstaan rimpels en verlies van tonus, veerkracht en uniformiteit van de huidskleur waarbij er een verandering in de pigmentering optreedt.

Om de schade als gevolg van de ultraviolette straling en veroudering door zonlicht te beperken is het dan ook nuttig de vorming in de werking van de vrije radicalen onder controle te houden.

### LIPONZUUR en VITAMIN C: de specifieke Synergie zur Bekämpfung der Zeichen der lichthindrierten Hautalterung.

Das LIPOLACID System basiert auf spezifischen Formulierungen, die zeitgleich positiven Einfluss auf das ästhetische Aussehen der Haut nehmen - Teint, Spannkraft und Elastizität werden verbessert. Die Färbung der Haut wird gleichmäßig, die Bildung von Pigmentflecken wird entgegen gewirkt, die Faltenbildung wird verzögert und bestehende Falten werden sichtbar gemildert.

Um diesen Schaden durch Sonnenlicht zu verhindern, ist es folglich sinnvoll, die Bildung und den Effekt der freien Radikale zu kontrollieren.

### LIPONZUUR en VITAMIN C: de specifieke Synergie zur Bekämpfung der Zeichen der lichthindrierten Hautalterung.

Het systeem LIPOLACID is op specifieke formules gebaseerd die dankzij hun synergistische werking de esthetische toestand van de huid verbeteren waarbij glans, tonus en veerkracht van de huid worden geoptimaliseerd. Het heeft de huid een uniforme kleur waarbij de vorming van donkere vlekken op de huid een rimpelvorming worden tegengaan en de rimpels minder zichtbaar worden.

De producten LIPOLACID omvatten:

### LIPOLACID remover - Clean and Care System

Een innovatief concept vid rengöring: utöftr en positiv effekt på fria radikaler när den avlägsnar örenhet med en varsam men ändå djupverkande effekt. Tack vare de värdefulla egenskaperna i destillat Helichrysum olja och egenegenskaperna i Vitamin C utöftr en speciel, anti-oxidant verkan och återställer huden normala ton.

Denna mängsida produkten kan användas för rengöring av ansiktet och borttagning av make-up och världen omkring området runt ögonen.

Anvisningar: för rengöring av ansikt och hals och för borttagning av make-up, applicera tillräcklig mängd av produkten och avlägsna med en bomullsondel eller, om nödvändigt, skölj med vatten.

### LIPOLACID intensive - Free Radical Scavenger Synchronized System

Valörgande och effektiv anti-rynk produkt som förhindrar och bekämpar tärningar och rynkor. Gebruiksvaardig: gebruik voor de reiniging van gezicht en hals voor het verwijderen van de vrije radicalen.

Gebruiksbeschrijving: gebruik voor de reiniging van gezicht en hals en voor een specifieke werking voor het verwijderen van make-up een kleine hoeveelheid. Verwijder het overblijvende product met een wattenstofje of spetel.

**LIPOLACID intensive - free radical scavenger synchronized system**

Valörgande och effektiv anti-rynk produkt som voorhindert en verwijdert de huidsklarheden, rynker en rimpelarmering. Dankzij de synchrone werking van het liponzuur en vitamine C is het mogelijk de schade als gevolg van de vrije radikale te moduleren; tegelijkertijd biedt de synchrone werking van het liponzuur en het octadecenoïdic acid mogelijkheid de vorming van donkere vlekken op de huid onder controle houden waarbij de huid een uniforme kleur verkrijgt en het gezicht en de hals oppellen.

**LIPOLACID intensive - clean cream**

Een gezondheidswetenschappelijk product met praktisch niet worden opgenomen en in staat is schade als gevolg van externe factoren (veroudering door zonlicht) te voorkomen en tegen te gaan.

Gebruiksbeschrijving: breng het product tweemaal per dag, 's morgens en 's avonds, op nooit de huid zorgvuldig te hebben schoongemaakt. Dankzij de soepelle eigenschappen en inhoudelijker een UVA filter, een organisch pigment som stannar på huden vilket kan hindra de skador som orsakas av ultraviolet strålning.

**LIPOLACID intensive - cream**

Gebruiksvaardig: breng het product dagelijks: tag en tablet om dagen, voorradesvis på morgonen eler etter måltid.

### LIPOLACID Combi

Een diarietisk tillägg tillverkat med en bas av Lipoic acid, Vitamin C, Cloromelihydroxide fettsyror och Cysteine, indikerat att bekämpa skador uppkomma från fria radikaler genom att balansera tillägg av mikro-näringsämnen med en anti-oxidant effekt.

Rekommenderad daglig dos: tag en tablet om dagen, forradesvis på morgonen eler etter måltid.

### Viktiga noteringar.

Overskrid de grädd och rekommenderas dos. Om du är gravid eller ommar, konsultera din läkare eller farmaceut innan du tar detta produkt.

Dietariskt tillägg är inga substanser för en hälsosam diet och är inte något medicin. Förvara på en sval, torr och mörk plats.

### Konsument tjänst finns tillgänglig för att svara på dina frågor: Besök vår hemsida

eller skicka ett email direkt på följande adress:

### MILIEU-ASPECTEN

De verpakking bestaat uit geheel recycleerbare materiaal dat voor de vervaardiging van verschillende voorwerpen voor algemeen gebruik kan worden hergebruikt. Aanwijzingen voor het scheiden van de verschillende materialen:

• Flacon voor de crème: glas.

• Flacon Remover, capsule en dispenser: box voor plastic afval

• Doosje + bijsluitje: papierbox.

Afvalseiding bespaart energie en voorkomt milieuveerveling

# LIPOLACID

## SYNCHROLINE

Vetenskap, system och teknologier för huden

Hud åldrande är en process som relateras till genetiska faktorer (hudsålderande) och omgivnings faktorer (photo-ageing). Den trotsatgen är en process som har en negativ effekt på huden och kan orsaka problem som rynkor, åldras och färgförändringar.

Fri radikaler (också kända som ROS - reactive oxygen species) är instabila och aggressiva molekyler som reagerar med cellulära strukturer och med andra komponenter i huden såsom kolagen, elastin och hyaluron. Fri radikaler kan orsaka skador till huden och leda till äldre och mer instabila, känsliga och ofta ofärdiga huden.

Om de schade är orsakad av ultraviolet strålning, eller photo-ageing, är det dock det som orsakar skador till huden och leder till äldre och mer instabila huden.

LIPOLACID ACID och VITAMIN C: en kraftfull synergisk effekt för att bekämpa synliga tecken på photo-ageing.

LIPOLACID systemet är baserat på en speciell formel som kan reagera på ett synergiskt sätt för att förhindra utseendet på huden genom att förhindra lyster, fasthet och elasticitet.

Ger huden en mer enhetlig färg, kontraster bildandet med mörka hudfläckar och bekämpa fläckandet med förändringar av pigmenteringen.

För att bekämpa skador orsakade av ultraviolet strålning, eller photo-ageing, är det dock det som orsakar skador till huden och leder till äldre och mer instabila huden.

KWAS LIPONOWY I VITAMINA C: specyficzna synergia w celu zablokowania oznak chrono i fotostarzenia.

System LIPOLACID opiera się na specyficznych formułach, które działają synergicznie w celu poprawienia wyglądu skóry poprzez doskonałe rozświetlenie, ujędrnienie i uelastycznienie.

Wysokolipidowy krem charakteryzuje się skutecznym nawilżaniem i zawierającym kwasy tłuszczowe i witaminami.

Gebruiksbeschrijving: gebruik voor de reiniging van gezicht en hals voor het verwijderen van make-up een kleine hoeveelheid. Verwijder het overblijvende product met een wattenstofje of spetel.

# Lipoacid

## Synchroline

Science, systems and technologies for skin

Skin aging is a process related to genetic factors (chrono-aging) and environmental factors (photo-aging). The term "photo-aging" originates from the damaging effects of solar rays, or "radiation", on the skin.

The free radicals (also known as ROS - reactive oxygen species) are unstable composites that interact with the cellular structures and with other components of the skin such as collagen, elastin and hyaluronic acid which provokes structural alterations. The consequences of this effect are the formation of wrinkles, a loss of skin tone, elasticity and the uniformity of skin colour with the alteration of pigmentation.

To counter the damage caused by ultraviolet radiations, or photo-aging, it is wise to control the formation and the impact of free radicals.

**Lipoacid and Vitamin C: a powerful synergy fighting signs of photo-aging.**

The Lipoacid system is based on a special form of it that reacts in a synergistic way to improve the appearance of the skin by improving brightness, tone and elasticity. Leaves the skin with a more even skin tone, countering the visible appearance of dark spots and combating the formation of wrinkles while smoothing the appearance of fine lines.

The Lipoacid line of products includes:

### Lipoacid remover - Clean and Care System

An innovative concept in cleaning, performs a positive action against free radicals as it removes impurities with its delicate yet deep-down cleansing action. Thanks to the virtues of distilled Helichrysum water and the properties of Vitamin C it performs a special anti-oxidant action and restores the skin's natural tone. This versatile product can be used for cleansing the face and for make-up removal (including the area around the eyes).

Directions: for cleansing the face and neck and for make-up removal, apply the appropriate amount of product and remove any excess with a cotton pad or, if necessary, rinse with water.

### Lipoacid intensive - Free Radical Scavenger Synchronised System

Beneficial and effective anti-wrinkle cream that prevents and counters the signs of skin aging induced by external factors (photo-aging). Thanks to the synchronised action of Lipoic acid with Vitamin C it is possible to stop the damage induced by free radicals, while the synchronised action of Lipoic Acid and Octadecenedioic acid controls the formation of dark skin spots, leaving behind an even skin tone and brighter skin on the face and neck.

Lipoacid intensive cream is characterised by a beneficial moisturising effect and contains a UVA filter, an organic pigment that remains on the skin's surface, which counteracts the damage caused by ultraviolet radiation.

Directions: apply twice a day, morning and night, after cleansing thoroughly. This cream's smoothing formula makes it an ideal base for make-up.

### Lipoacid Combi

A dietary supplement made with a base of Lipoic acid, Vitamin C, Vitamin E, polyunsaturated fatty acids and Cysteine, indicated for countering the damage caused by free radicals through a balanced supplementation of micronutrients with an anti-oxidant action. Recommended daily dose: take 1 tablet a day, preferably in the morning or at full stomach.

Important note: Do not exceed the recommended dosage. If you are pregnant or nursing, consult your doctor or pharmacist before taking this product.

Dietary supplements are not a substitute for a healthy diet and are not medicines. Store in a cool, dry place away from light.

#### NUTRITIONAL INFORMATION

	x 1 TAB. da g 0,63	x 100g	% RDA
Calories	0,458 kcal 2,747 kJ	104,44 kcal 436,03 kJ	
Protein (N x 6,25)	0,038 g	6,03 g	
Carbohydrates for Sugared	0,035 g	5,56 g	
Fat	0,035 g	6,31 g	
Monounsaturated fat	0,025 g	3,97 g	
Polyunsaturated fats	0,006 g	0,95 g	
Lipoic Acid	0,010 g	1,59 g	
H-Cysteine HCl Monohydrate	50 mg	7936,51 mg	
Vitamin C	50 mg	7936,51 mg	
Vitamin E	20 mg	7936,51 mg	83%
Vitamin B1	0,7 mg	3174,60 mg	200%
		111,11 mg	50%

For Customer Services visit [www.synchroline.com](#) or e-mail [with your query.](mailto:info@synchroline.com)

### ENVIRONMENTALLY FRIENDLY PACKAGING

The containers are made with a recyclable material that can be reused for the production of a wide range of objects.

Sorting the materials for recycling:

- Cream bottle: place with recyclable glass materials.
- Remove bottle, cap and dispenser: place with recyclable plastic materials.
- Box + product information sheet: place in container for paper material.

Recycling saves energy and prevents pollution.

# Lipoacid

## Synchroline

Scienza, sistemi e tecnologie per la pelle

The invecchiamento cutaneo è un processo legato a fattori genetici (crononvecchiamento) e a fattori ambientali (fotoenvecchiamento). Quest'ultimo è così definito in considerazione dell'azione che va esercitata dalle radiazioni solari, di maniera concreta le ultraviolette, sulla pelle.

I radicali liberi (anche definiti specie reattive dell'ossigeno - ROS) sono dei composti instabili che interagiscono con le strutture cellulari e con altre componenti della pelle quali collagene, elastina e acido ialuronico provocando alterazioni strutturali. La conseguenza di tale effetto è la formazione di rughe, perdita di tonicità, elasticità e uniformità del colorito cutaneo con formazione di alterazioni nella pigmentazione. Per ostacolare il danno indotto dalle radiazioni ultraviolette, fotoenvecchiamento, è quindi utile contrastare la formazione e l'azione dei radicali liberi.

**ACIDO LIPOICO e VITAMINA C: la specifica sinergia per contrastare i segni del crononvecchiamento.**

Il sistema Lipoacid si basa su formulazioni specifiche in grado di agire in modo sinergico per migliorare le condizioni estetiche della pelle ottimizzando luminosità, tonicità ed elasticità. Rende il colorito cutaneo più uniforme contrastando la formazione di macchie scure di pelle e ostacola la formazione di rughe rendendo quelle presenti meno visibili.

I prodotti Lipoacid comprendono:

### Lipoacid remover - Clean and Care System

Rappresenta un innovativo concetto di detergenza: svolge una positiva azione contro i radicali liberi e contemporaneamente rimuove gli inquinanti esercitando una profonda ma delicata azione depurante.

Acqua attiva detergente che grazie alle virtù dell'acqua distillata di Elicrisio ed alle proprietà della Vitamina C esercita una specifica azione antiossidante e nequivalente di tono e di elasticità.

Un prodotto versatile utilizzabile per la detergenza del viso e per rimuovere il trucco (compreso quello della zona perioculare).

Modo d'uso: per la detergenza del viso e del collo e per una specifica azione struccante applicare una quantità adeguata e rimuovere gli eccessi con un batuffolo di cotone o, se necessario, utilizzare a risciacquo con acqua.

### Lipoacid intensive - Free Radical Scavenger Synchronized System

Cream antirughe utile ed efficace per prevenire ed ostacolare i segni dell'invecchiamento cutaneo indotto da fattori esterni (fotoenvecchiamento). Grazie all'azione sincronizzata dell'acido Lipoico con la Vitamina C è possibile ridurre il danno indotto dai radicali liberi, contemporaneamente, l'azione sincronizzata dell'acido Lipoico e dell'acido Octadecenedioico permette di controllare la formazione di macchie scure della pelle favorendo un colorito uniforme e più luminoso del viso e del collo.

Lipoacid intensive cream è caratterizzata da un benefico effetto idratante e contiene un filtro UVA, un pigmento organico che risulta praticamente non assorbito, in grado di contrastare il danno causato dalla radiazione ultravioletta.

Modo d'uso: applicare due volte al giorno, mattina e sera, dopo aver effettuato una accurata detergenza. Per le sue caratteristiche di scorrevolezza può essere utilizzata come base per il trucco.

### Lipoacid Combi

Complemento alimentare a base di acido Lipoico, Vitamina C, Vitamina E, ácidos gordos polinsaturados e Cisteína, indicado para combatir os danos provocados pelos radicais livres através de um suplemento equilibrado de micronutrientes com ação anti-oxidante.

Dose diária e modalidade d'uso: assumere 1 comprimido ao dia, preferivelmente a manhã.

Dosage quotidien et modalité d'utilisation: prendre 1 comprimé par jour, préféreblement à matin.

Instruções de uso: aplicar duas vezes ao dia, pela manhã e por la noite, depois de ter efectuado a limpeza. Devido às suas características pode ser utilizado como base para maquilagem.

**Lipoacid Combi**

Suplemento alimentar à base de Ácido Lipóico, Vitamina C, Vitamina E, ácidos gordos polinsaturados e Cisteína, indicado para combater os danos provocados pelos radicais livres através de um suplemento equilibrado de micronutrientes com ação anti-oxidante.

Dose diária e modo de usar: tomar 1 comprimido por dia, de preferência à manhã após o pequeno almoço.

Advertências: Não ultrapassar a dose aconselhada. Na gravidez e na fase de aleitamento, consultar o médico ou o farmacêutico.

Os suplementos alimentares não devem ser considerados como substitutos de uma dieta variada e não são medicamentos. Conservar num local fresco e seco, protegido da luz directa.

**Avvertenze: Non superare la dose consigliata. In gravidanza e in fase di allattamento, chiedere consiglio al medico o al farmacista.**

Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata e non sono medicamenti. Conservare in luogo fresco e asciutto e al riparo dalla luce.

#### INFORMAZIONE NUTRIZIONALE

	x 1 CAPS. da g 0,63	x 100g	% RDA
Valor energético	0,658 kcal 2,747 kJ	104,44 kcal 436,03 kJ	
Proteína (N x 6,25)	0,038 g	6,03 g	
Carboidratos	0,035 g	5,56 g	
Grassi	0,035 g	6,31 g	
Monosaturat. f.	0,025 g	3,97 g	
Polyunsaturat. f.	0,006 g	0,95 g	
Lipoic Acid	0,010 g	1,59 g	
H-Cysteine HCl Monohydrate	50 mg	7936,51 mg	
Vitamina C	50 mg	7936,51 mg	
Vitamina E	20 mg	7936,51 mg	83%
Vitamina B1	0,7 mg	3174,60 mg	200%
		111,11 mg	50%

Il consumer service è a Vostra disposizione per dare una risposta alle Vostre domande: visitare il sito [www.synchroline.com](http://www.synchroline.com) o inviare direttamente una e-mail al seguente indirizzo:

o inviare direttamente una e-mail al seguente indirizzo:

El consumer service está a su disposición para dar una respuesta a sus dudas: visite el sitio [www.synchroline.com](http://www.synchroline.com) o envíe directamente un e-mail a la siguiente dirección:

El consumer service está à vostra disposição, para dar uma resposta às suas perguntas: visite o site ou envie directamente para o e-mail:

**ASPECTI ECOLOGICI**

I contenitori sono costituiti da materiale riciclabile e riutilizzabile per la produzione di variati oggetti di uso comune.

Istruzioni per la raccolta differenziata:

- Flacone da crema: contenitori per materiale in vetro.
- Flacone Remover, capsula ed erogatore: contenitori per materiale plastico
- Astuccio + foglietto illustrativo: contenitori per materiale cartaceo.

La raccolta differenziata garantisce risparmio energetico evitando l'inquinamento.

# Lipoacid

## Synchroline

Scienza, sistemi e tecnologías para la piel

El envejecimiento cutáneo es un proceso vinculado a factores genéticos (crononvecchiamiento) y a factores ambientales (foto-envejecimiento). Este último se define así debido a la acción lesiva ejercida por los rayos solares, de manera concreta los ultravioleta, sobre la piel.

Los radicales libres (también definidos como Especies Reactivas del Oxígeno - ROS) son compuestos instables que interactúan con las estructuras celulares y con otros componentes de la piel como el colágeno, la elastina, el ácido hialurónico provocando alteraciones estructurales. A consecuencia de este efecto es la formación de rugas, pérdida de tonicidad, elasticidad y uniformidad del tono cutáneo, con formación de arrugas, elasticidad y alteración de la pigmentación.

Para neutralizar el daño producido por las radiaciones ultravioleta, foto-envejecimiento, es así útil controlar la formación y la acción de los radicales libres.

**ACIDO LIPOICO e VITAMINA C: la sinergia específica para combatir los signos del crononvecchiamiento.**

El sistema Lipoacid basease em formulaciones específicas capazes de actuar de modo sinergico de modo a melhorar a estética da pele optimizando a luminosidade, tonicidade e elasticidade. Torna a coloração cutânea mais uniforme combatendo a formação de manchas escuas da pele. Impede a formação de rugas, e torna menos visíveis as rugas existentes.

Os produtos Lipoacid incluem:

### Lipoacid remover - Clean and Care System

Representa un conceito innovador de limpieza: posee una acción contra los radicales libres y simultáneamente elimina a sujidez exerciendo una acción de limpieza profunda más dura.

Agua activa de limpieza que, gracias a las virtudes de la agua destilada de Elicrisio y a las propiedades de la Vitamina C exerce una acción anti-oxidante específica y uniformiza el tono cutáneo.

Un producto versátil indicado para la limpieza del rostro y como desmaquillante (incluyendo a zona del contorno de los ojos).

Modo de uso: para la limpieza del rostro y pescado y del cuero y para una acción específica de desmaquillante, aplicar una cantidad adecuada y retirar el producto sobre cor una bolita de algodón o, si es necesario, utilizar enjuagando con agua.

### Lipoacid intensive - Free Radical Scavenger Synchronized System

Crema antirugas útil y eficaz para prevenir y impedir los signos del envejecimiento cutáneo producido por factores externos (foto-envejecimiento). Gracias a la acción sincronizada del Ácido Lipóico con la Vitamina C es posible evitar los daños producidos por los radicales libres. Al mismo tiempo, la acción sincronizada del Ácido Lipóico y del Ácido Octadecenedioico permite controlar la formación de manchas escuas de la piel, favoreciendo una tonalidad uniforme y más luminosa.

Lipoacid intensive en crema es caracterizada por un efecto hidratante y contiene un filtro UVA, un pigmento orgánico que no absorbe prácticamente, capaz de combatir los daños provocados por la radiación ultravioleta.

Modo de usar: aplicar dos veces por dia, de mañana y de noche, depois de ter efectuado una limpeza. Devido as suas características pode ser utilizado como base para maquilagem.

### Lipoacid Combi

Suplemento alimentar à base de Ácido Lipóico, Vitamina C, Vitamina E, ácidos gordos polinsaturados e Cisteína, indicado para combater os danos provocados pelos radicais livres através de um suplemento equilibrado de micronutrientes com ação anti-oxidante.

Dose diária e modo de usar: tomar 1 comprimido por dia, de preferência à manhã após o pequeno almoço.

**Advertências: Não ultrapassar a dose aconselhada. Na gravidez e na fase de aleitamento, consultar o médico ou o farmacêutico.**

Os suplementos alimentares não devem ser considerados como substitutos de uma dieta variada e não são medicamentos. Conservar num local fresco e seco, protegido da luz directa.

#### INFORMACIÓN NUTRICIONAL

	% por cápsula de 0,63g	x 100g	% RDA
Valor energético	0,658 kcal 2,747 kJ	104,44 kcal 436,03 kJ	
Proteína (N x 6,25)	0,038 g	6,03 g	
Carbohidratos	0,035 g	5,56 g	
Grasa	0,035 g	6,31 g	
Saturada	0,025 g	3,97 g	
Monosaturada	0,006 g	0,95 g	
Poli-saturada	0,010 g	1,59 g	
Ácido lipico	50 mg	7936,51 mg	
LCisteína HCl monohidrato	50 mg	7936,51 mg	
Vitamina C	50 mg	7936,51 mg	83%
Vitamina E	20 mg	3174,60 mg	200%
Vitamina B1	0,7 mg	111,11 mg	50%

O serviço consumidor, está à vossa disposição, para dar uma resposta às suas perguntas: visite o site ou envie directamente para o e-mail:

El servicio consumidor, está à vostra disposição, para dar uma resposta a sus dudas: visite o site ou envie directamente una e-mail a la siguiente dirección:

#### ASPECTOS ECOLÓGICOS

Los embalajes son constituidos por material reciclable y reutilizable para el fabrico de variados objetos de uso común.

Instrucciones para la recogida selectiva:

- Frasco de la crema: contenedores para vidrio.

• Frasco Remover, capsula ed erogatore: contenidores para material plástico

• Astuccio + foglietto illustrativo: contenitori per materiali cartacei.

La recogida diferenciada garantiza el ahorro energético evitando la contaminación.

# Lipoacid

## Synchroline

Scienza, sistemi e tecnologias para a pele

O envelhecimento cutâneo é um processo ligado a factores genéticos (crononvelhimento) e a factores ambientais (foto-envelhecimento). Este último é assim definido devido à ação nociva exercida pelas radiações solares (ultravioleta), na pele.

Os radicais livres (também definidos como Espécies Reativas do Oxigénio - ROS) são compostos instáveis que interagem com as estruturas celulares e com outros componentes da pele tais como o colágeno, a elastina, o ácido hialurônico provocando alterações estruturais. A consequência desse efeito é a formação de rugas, perda de tonicidade, elasticidade e uniformidade do tom cutâneo, com formação de arrugas, elasticidade e alteração da pigmentação.

Para neutralizar o dano produzido pelas radiações ultravioleta, foto-envelhecimento, é assim útil controlar a formação e a ação dos radicais livres.

**ACIDO LIPOICO e VITAMINA C: a sinergia específica para combatir os sinais do crononvelhimento.**

O sistema Lipoacid baseia-se em formulações específicas capazes de actuar de modo sinergico de modo a melhorar a estética da pele optimizando a luminosidade, tonicidade e elasticidade. Torna a coloração cutânea mais uniforme combatendo a formação de manchas escuas da pele. Impede a formação de rugas, e torna menos visíveis as rugas existentes.

Os produtos Lipoacid incluem:

### Lipoacid remover - Clean and Care System

Representa um conceito inovador de limpeza: exerce uma ação contra os radicais livres e simultaneamente elimina a sujidez exercendo uma ação de limpeza profunda mais dura.

Agua activa de limpieza que, gracias a las virtudes da agua destilada de Elicrisio e às propriedades